

# バイオシェーカー

## 新商品 ワイドシェーカー


### ホームページ上にて動作ムービー公開中

- 三角フラスコ 5Lタイプ 3本、3Lタイプ 4本まで搭載可能
- デジタル表記でお好みの回転数に設定可能
- 動作停止時、ゆっくり止まる安心設計
- 切替レバーによりワンタッチで動作変更可能
- コントローラーを外付け型に変更可能(有償)

#### ● BC-760

#### ワイドシェーカー

¥470,000



##### 主な仕様

- ・動作 水平往復、水平回転
- ・振盪回転数 7.2~112回往復/min (50Hz時)
- ・振幅巾 50mm
- ・天板サイズ 488(W)×418(D)mm
- ・外寸 420(W)×505(D)×213(H)mm
- ・消費電力 65VA
- ・搭載重量 15kg
- ・本体重量 20kg
- ・使用環境 温度-10~65°C/湿度0~95% (結露なき事)

#### ● BC-700

#### シーソーシェーカー

¥110,000



##### 主な仕様

- ・動作 上下振幅
- ・上下振幅回数 3~33回往復/min
- ・振幅巾 60、40、30mm (3段階切替)
- ・角度 約11°、7°、5°
- ・天板サイズ 319(W)×220(D)mm  
※A4判が載ります。
- ・外寸 319(W)×225(D)×140(H)mm
- ・消費電力 25VA
- ・搭載重量 2kg
- ・本体重量 4kg
- ・使用環境 温度-10~65°C/湿度0~95% (結露なき事)

※65°Cでの使用時は回転数、搭載重量により寿命が短くなる場合があります。

## ●BC-720

## ウェーブシェーカー

¥190,000



※65°Cでの使用時は回転数、搭載重量により寿命が短くなることがあります。

## 主な仕様

・動作	三次元駆動
・振盪傾斜数	3～33回往復/min
・傾斜角度	水平～10°（連続可変）
・天板サイズ	280(W)×280(D)mm
・外寸	285(W)×285(D)×155(H)mm
・消費電力	20VA
・搭載重量	2kg（中央部搭載）
・本体重量	5.2kg
・使用環境	温度-10～65°C/湿度0～95% (結露なき事)

## ●BC-730

## ラボシェーカー（レシプロ型）

¥110,000



※65°Cでの使用時は回転数、搭載重量により寿命が短くなることがあります。

## 主な仕様

・動作	水平往復
・振盪往復数	12～120回往復/min
・振幅巾	40mm
・天板サイズ	319(W)×220(D)mm ※A4判が載ります。
・外寸	254(W)×225(D)×125(H)mm
・消費電力	25VA
・搭載重量	2kg
・本体重量	4kg
・使用環境	温度-10～65°C/湿度0～95% (結露なき事)

## ●BC-740

## ラボシェーカー（ロータリー型）

¥110,000



※65°Cでの使用時は回転数、搭載重量により寿命が短くなることがあります。

## 主な仕様

・動作	水平回転
・振盪往復数	12～120回往復/min
・振幅巾	40mm
・天板サイズ	319(W)×220(D)mm ※A4判が載ります。
・外寸	319(W)×225(D)×130(H)mm
・消費電力	25VA
・搭載重量	2kg
・本体重量	4kg
・使用環境	温度-10～65°C/湿度0～95% (結露なき事)

## ●BC-750

## エイトシェーカー

¥190,000



## 主な仕様

- ・動作 水平8の字
- ・振盪往復数 10~50回往復/min
- ・振幅巾 前後左右40mm
- ・天板サイズ 319(W)×220(D)mm  
※A4判が載ります。
- ・外寸 319(W)×220(D)×135(H)mm
- ・消費電力 20VA
- ・搭載重量 2kg
- ・本体重量 5kg
- ・使用環境 温度0~40°C/湿度20~90%  
(結露なき事)

## ●BCM-720S

## ミニウェーブシェーカー

¥99,800



## 主な仕様

- ・動作 三次元駆動
- ・振盪傾斜数 20~90回往復/min
- ・傾斜角度 水平~12°
- ・天板サイズ 220(W)×220(D)mm
- ・外寸 240(W)×240(D)×190(H)mm
- ・消費電力 5VA
- ・搭載重量 1.2kg
- ・本体重量 3.3kg
- ・使用環境 温度-10~65°C/湿度0~95%  
(結露なき事)

## ●BCM-700S

## 卓上小型シーソーシェーカー

¥70,000



冷蔵庫内やクリーンベンチ内での使用に最適

## 主な仕様

- ・動作 上下振幅
- ・上下振幅回数 3~33回往復/min
- ・振盪角度 6°
- ・天板サイズ 180(W)×130(D)mm
- ・外寸 180(W)×125(D)×100(H)mm
- ・消費電力 10VA
- ・本体重量 2.1kg
- ・搭載重量 1kg
- ・使用環境 温度-10~65°C/湿度0~95% (結露なき事)

※65°Cでの使用時は回転数、搭載重量により寿命が短くなることがあります。

●BCM-735

パーソナルシェーカー高速タイプ

¥45,000

●BCM-732

パーソナルシェーカー低速タイプ



学生実習、個人用に最適なコンパクトサイズ

主な仕様	BCM-735	BCM-732
・動作	水平往復	水平往復
・振盪往復数	30~80往復/min	4~30往復/min
・振幅巾	40mm	40mm
・天板サイズ	130(W)×100(D)mm	
・外寸	130(W)×100(D)×70(H)mm	
・消費電力	1VA	1VA
・本体重量	0.9kg	0.9kg
・搭載重量	150g	300g
・使用環境	温度0~50℃/湿度0~90% (結露なき事)	

## シェーカー用ホルダー

◆PA-752 ¥8,000  
シェーカー用ホルダー  
15ml×8本用(並列使用時16本)





PA-752,PA-753使用例

◆PA-753 ¥8,000  
シェーカー用ホルダー  
50ml×5本用(並列使用時10本)



PA-752使用例(並列使用)

◆PA-754 ¥8,000  
シェーカー用ホルダー  
1.5ml×18本用



BC-700,BC-720,BC-730  
BC-740,BC-750にも使用可能

## シェーカー天板オプション

◆PA-751 シェーカー用二段架台

¥18,000



1 BC-730装着例

本体1台で約2倍の  
天板サイズが使用可能


BC-700,BC-730,BC-740  
BC-750に使用可能

主な仕様	
・天板サイズ	306(W)×205(D)mm
・外寸	316(W)×215(D)×180(H)mm

◆PA-737

電池パック/BCM-735,732用（電池8本付き）

¥2,000



コンセントのない場所での  
使用に最適

**BC BIO CRAFT**

株式会社 バイオクラフト

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-14-9

TEL: 03-3964-6561 FAX: 03-3964-6443

E-mail: info@bio-craft.co.jp

- 
- この内容は2024年5月現在のものです。
  - 表記の価格はすべて税抜きです。
  - 価格、仕様はお断りなく変更する場合がございます。