

シェーカー用フラスコホルダー

使用可能装置

- シーソーシェーカー (BC-700)
- ラボシェーカー レシプロ (BC-730)
- ラボシェーカー ロータリー (BC-740)



特長

- ベース板は硬質エンビ板のため軽量かつエタノール消毒可能
- 爪はステンレス製（バネ材）のためサビにくい
- 3本爪のためフラスコの装着が容易に可能


使用例

PA-761を1枚
(ベース板)



PA-762(100mL)を3個
PA-763(300mL)を1個
PA-764(500mL)を1個

ベース板




フラスコホルダー用ベース板
◆PA-761 ¥16,000

取付可能数

- ・ PA-762(100mL) 8個
- ・ PA-763(300mL) 5個
- ・ PA-764(500mL) 3個
- ・ PA-765(1L) 1個

フラスコホルダー



100mLフラスコホルダー ◆PA-762 ¥3,000	300mLフラスコホルダー ◆PA-763 ¥4,800
500mLフラスコホルダー ◆PA-764 ¥5,600	1Lフラスコホルダー ◆PA-765 ¥8,000

BIO CRAFT

株式会社 バイオクラフト

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-14-9 フジビル3F

TEL: 03-3964-6561 FAX: 03-3964-6443 E-mail: info@bio-craft.co.jp

- この内容は2024年11月現在のものです。
- 表記の価格はすべて税抜きです。
- 価格、仕様はお断りなく変更する場合がございます。